

### Faltrollstuhl Drive Rotec Miete / Kauf



504F10	Sitzbreite 41 cm
504F20	Sitzbreite 43 cm
504F20TB	Sitzbreite 43 cm mit Trommelbremse
504F30	Sitzbreite 45 cm
504F30TB	Sitzbreite 45 cm mit Trommelbremse
504F40	Sitzbreite 48 cm

Das Multitalent für individuelle Ansprüche, einfache und stufenlose Einstellung von Kurz auf Langarmlehnen, 3-fache SitzhöhenEinstellung in Standardausführung von 51 - 56 cm für maximalen Komfort, Beinlängen sind stufenlos einstellbar (39 - 48 cm), Fußplatten von 0 - 32 Grad in 5 Stufen anpassbar, Radstandsverlängerung möglich (Option), Schiebegriffe für Begleitperson sind höhenverstellbar, stabile und pannensichere 24" Laufräder aus PU mit großen Fronträdern (200 x 50 mm), Steckachse für sicheren und einfachen Aufbau, komfortabel schwenkbare und abnehmbare Fußstützen, mit Fersenbändern für zusätzlichen Halt, 8 Reflektoren für große Sicherheit, Rahmenfarbe: silber

Maße:

bis max. 125 kg Benutzergewicht

Gewicht: ca. 16,5 kg

Gesamthöhe 96 - 103 cm

Gesamtbreite je nach Sitzbreite zwischen 61 und 68 cm

Gesamt breite gefaltet: ca. 28 cm

Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 103 cm

**Preis auf Anfrage**

### Rollstuhl Drive Multitec Miete / Kauf



<b>900900100</b>	<b>Sitzbreite 39 cm</b>
<b>900900200</b>	<b>Sitzbreite 44 cm</b>
<b>900900300</b>	<b>Sitzbreite 49 cm</b>

Multifunktionsrollstuhl mit Trommelbremse für die Begleitperson, durch Gasdruckdämpfer stufenlos winkelverstellbare Sitzereinheit, ergonomisch geformte Rückenlehne unabhängig von der Sitzereinheit stufenlos verstellbar, Sitztiefeinstellung stufenlos, besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers, Schiebegriffe höhenverstellbar, Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar, Fußplatten winkelverstellbar mit Fersenband, mit Kopfstütze, Ankippstütze, Antriebsräder 24", PU, mit Steckachse und Greifreifen, Optional erhältlich: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch (siehe Preisliste!)

Maße:

Gesamtlänge: 112 - 152 cm  
Gesamtbreite: 65 - 75 cm  
Gesamthöhe: 97 - 114 cm  
Sitzhöhe / Sitztiefe: 45 cm / 42 - 48 cm  
Sitzwinkel: -1° bis 19°  
Rückenlehne Höhe: 51 - 65 cm  
Rückenlehnenwinkel: -3° - 36°  
Fußstützenlänge: 40 - 60 cm  
Gewicht: 32,5 / 33,5 / 34,5 kg - je SB  
Max. Belastung alle Modelle: 135 kg

**Preis auf Anfrage**

### Homecraft Umsetzplatte



#### AA8835 grün

Länge: 71 cm  
Breite: außen 37 cm / innen 26 cm  
aus grünem Kunststoff  
Gewicht: ca. 2 kg  
Mit rutschhemmenden Puffern an der Unterseite  
Leicht zu reinigen  
bis zu max. 150 kg Benutzergewicht belastbar



€ 109,00

### Glider Rutschbrett




#### 118900 blau

Länge: 64 cm  
Breite: 35 cm, gefaltet 12 cm breit -  
dadurch leicht zu transportieren  
bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar  
nur 780 g leicht  
mit Griffausnehmungen, z.B. zum Umlagern  
vom Auto in den Rollstuhl, etc.

€ 149,00

### Glider Rutschbrett Set



**118902 blau**

Besteht aus 2 Rutschbrettern mit Gurten als Umlagerungshilfe für bettlägrige Personen.

**€ 299,00**

### Drehscheibe mit Griff



**3152 weiß/beige**

32 cm Durchmesser  
38 cm lang mit Haltegriff  
2 cm hoch  
Kugelgelagert  
Gewicht: 1,2 kg  
Aus Kunststoff, weiß/beige, mit Antirutschbelage oben und unten, schwarzer Gummi mit Rillen, robuste Ausführung, bis max. 110 kg belastbar.

**€ 98,90**

### Economy Drehkissen



**91169267**

gepolsterte Scheibe mit 43 cm Durchmesser, Unterseite mit Anti-Rutsch-Material, für leichtes drehen auf unebenen Flächen, z.B. einsetzbar im Auto (nicht während der Fahrt!) oder auf dem Bett etc.

**€ 34,90**

### Bauchgurt „Arpegia“



**71385 180 cm**

**71390 220 cm**

für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau Standardgurt, mit Clipverschluss hinten.

**€ 66,90**

**Beckenfixierhose „Arpegia“**



- 71320 140 cm**
- 71325 180 cm**
- 71330 220 cm**

für Rollstühle, aus Frottee, Polyester und Polyamid, weich und bequem, waschbar bis 40° C, in blau in dieser Ausführung mit zusätzlichem Gurt durch den Schritt damit ein Durchrutschen nach vorne verhindert wird, mit Clipverschluß hinten.

**€ 94,90**

**Sitzkissen Pharma Form**



- 511947 40 x 40 x 7 cm**
- 511944 40 x 40 x 10 cm**
- 17275 43 x 45 x 7 cm**
- 17280 45 x 50 x 7 cm**

Aus viskoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis, mit antirutschender Pharmatex-Komplett-hülle, mit Reißverschluss, Unterseite mit Anti-Rutschbeschichtung, Bezug waschbar bis 60° C, Farbe: hellgrau  
 bis max. 90 kg Benutzergewicht belastbar

**ab € 105,00**

**Würfelsitzkissen Decucare**



**160800 schwarz**

Schaumstoffkissen aus Polyurethanschaum zur Dekubitus-Prophylaxe und -therapie, durch die einzeln herausnehmbaren Würfel ist eine Hohl-lagerung einzelner Bereiche möglich

Maße: 43 x 43 x 8 cm

PU schwarz

abnehmbar mit Reißverschluss

geeignet für ein Benutzergewicht von 40 bis max. 110 kg

**€ 120,00**

**Kineris Rollstuhlsitzkissen mit atmungsaktivem Bezug und Pumpe**



**V497-1FR 36 x 36 x 7 cm**

**V697-1FR 40 x 40 x 7 cm**


**V727-1FR 40 x 44 x 7 cm**

**V817-1FR 44 x 44 x 7 cm**

**V907-1FR 44 x 48 x 7 cm**

Geeignet für Patienten bis zu einem Körpergewicht von 150 kg, aus Neopren, leicht zu reinigen, luftgefüllte Kammern bewirken eine optimale Druckverteilung, die Auflagefläche wird vergrößert, das Auftreten von Scherkräften wird verringert, hoher Sitzkomfort, leichtes Gewicht, CE

Druckvergleich bei Patienten mit 172cm und 75kg:



Kineris mit 7 cm:

Einsinktiefe des Benutzers ca. 5 cm, Ein-Kammer-Ausführung, speziell für behinderte Benutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit, Hemiplegiker und bei vorübergehender Bewegungseinschränkung, Gewicht ohne Bezug: ca. 0,8 kg, inkl. Pumpe

**Ärztl. Verordnung oder ab € 490,00**