

Bettschutzeinlage Folie



3118

Maße: 150 x 90 cm
weicher Kunststoff, kochfest, weiß, im Polybeutel,
mit Pflegeanleitung

Keinen Weichspüler verwenden!

Preis auf Anfrage

Matratzenschutzbezug



3072 **90 x 200 cm**
30721 **100 x 200 cm (10013050)**
10013055 **140 x 200 cm**
40560 **160 x 200 cm**
40580 **180 x 200 cm**

Spannbezug aus weißer 0,1 mm Kunststoff-Folie,
waschbar bis 95° C, widerstandsfähig und
knisterfrei

Keinen Weichspüler verwenden!

Preis auf Anfrage

Spannbezüge atmungsaktiv



3069 **100 x 200 cm**
3069Ü **140 x 200 cm**

Maße wie oben angegeben, aus atmungsaktivem,
weißem Polyurethan, wasserdampfdurchlässig,
bakteriensicher, tumlerfest bis 100° C

Keinen Weichspüler verwenden!

Preis auf Anfrage

Betteinlage Frottee



3071	90 x 150 cm
30719	100 x 150 cm
3011	100 x 200 cm
3012	120 x 200 cm
3013	200 x 200 cm

Maße wie angegeben, einzeln verpackt im Polybeutel, kochfest, Oberseite: Frottee-Gewirke, Unterseite: PVC-beschichtet, wasserundurchlässig

Ab € 16,90

Spannbezug Frottee



30716	100 x 200 cm
--------------	---------------------

einzeln verpackt im Polybeutel, kochfest
Oberseite: Frottee-Gewirke
Unterseite: PVC-beschichtet
kochfest, wasserundurchlässig, mit Gummizug

Keinen Weichspüler verwenden!

€ 38,90

Spannbezug Frottee atmungsaktiv



34513869	90 x 200 cm
-----------------	--------------------

Maße: 90 x 200, wasserdicht, hautverträglich, superweich und anschmiegsam, kochfest bis 95° C, Trocknerbeständig, Bakteriendicht, einzeln im Polybeutel

Keinen Weichspüler verwenden!

€ 38,90

Bettschutz waschbar 3-lagig



- 31101 75 x 85 cm**
31103 75 x 85 cm mit Einschlag

3-lagiges Saugmaterial, Obermaterial aus Baumwolle und Polyurethan, Unterseite aus undurchlässigem Material, umweltfreundlich weil oftmals wasch- und wiederverwendbar, kochbar.

Preis auf Anfrage

Bettschutz waschbar 5-lagig



- 31102 85 x 90 cm**
31103 85 x 90 cm mit Einschlag

5-lagiges Saugmaterial, Obermaterial aus Baumwolle und Polyurethan, Unterseite aus undurchlässigem Material, umweltfreundlich weil oftmals wasch- und wiederverwendbar, kochbar.

Ab € 17,90

Standard Matratze für Krankenbett




- 10070 198 x 90 x 12 cm**
10050 198 x 90 x 4 cm (Unterlage)

Schaumstoff mit Raumgewicht 35 kg/m³, mit Trikothülle, einseitiger Reißverschluss, gerollt

Modell 10050 dient vor allem als Unterlage für Wechseldruck- und Tiefzellenlagerungssystemen als Schutz vor Beschädigungen und als feste Unterlage für den sicheren Einsatz.

Ab € 60,00

Würfelmatratze



4100 3-teilig
401001 einteilig

Die einfache und klassische Variante der Dekubitus-Prophylaxe, geschnittene Schaumwürfel, Raumgewicht ca. 30 kg/m³
Maße: ca. 195 x 88 x 13 cm geringe Abweichungen möglich


Beide Modelle werden in gerolltem und vakuumierten Zustand geliefert.

Nach dem Öffnen kann es mehrere Stunden dauern bis die Matratze völlig entfaltet ist, Lieferung erfolgt ohne Bezug.

Wichtig: nie ohne wasserdichten Schutzbezug verwenden! Schaumstoff lässt sich durch seine Poren nur schwer reinigen!

€ 145,00

Anti-Dekubitus-Matratze Sani Foam



41720 200 x 90 x 12 cm

Hyperelastischer Schaumkern mit Längsschnitten, optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60° C, schwer entflammbar nach DIN EN 597 (Teil 1 + 2), gerollt verpackt, bis max. 120 kg Patientengewicht geeignet.

€ 190,00

Novacare elatex-visko-Matratze



994027 200 x 90 x 14 cm

Die elatex-visko-Matratze besteht aus einer Kombination von viskoelastischem- und elatex-Schaumstoff, die derzeit optimale Lösung. Der viskoelastische Schaumstoff (auch Memo-Schaumstoff genannt) verändert seine Härte bei Temperatureinwirkung. Je wärmer die Umgebungstemperatur, desto weicher wird das Material, der Patient sinkt regelrecht ein, wodurch sehr geringe Druckwerte erzielt werden können, diese Matratze eignet sich hervorragend auch zum Einsatz bei sehr druckempfindlichen (Schmerz-) Patienten. Durch die beidseitige Einsatzmöglichkeit kann der Patient nach der Abheilung (Verbesserung des Wundzustandes) auf die elatex-Schicht umgelagert werden.

Größe: 200 x 90 x 14 cm,
Material: 7 cm hochelastischer elatex-Schaumstoff, 50 kg/m³, 7 cm viscoelastischer PUR-Schaumstoff 50 kg/m³
Rundumbezug mit Reißverschluss, blau
PU – atmungsaktiv
gerollt für den Transport

€ 419,00

Corpo-san Celsius Bettauflage



41008 200 x 90 x 4 cm

Ohne Bezug, 200 x 90 x 4 cm, rosa, Komfort-Matratzenauflage aus viskoelastischem Schaumstoff, atmungsaktiv, trägt in hohem Maße zur gleichmäßigen Verteilung des Druckes aufliegender Körper bei, auch optimal für körpergerechten entspannten Schlaf, immer mit Schutzbezug verwenden!

€ 180,00

Anti-Dekubitus Kunstfell



- 3036** 70 x 100 cm
- 3017** 70 x 140 cm
- 3119** 90 x 140 cm
- 30369** 70 x 190 cm
- 3017R** Rolle mit 10 m x 140 cm

Maßangaben sind ca-Maße, im Polybeutel gepackt.

Das Klimafell gegen das Durchliegen, waschmaschinenfest, mit Pflegeanleitung, Flor: 100 % Trevira-Type, Trägermaterial: 100 % Polyester, Florhöhe ca. 24 mm

Ab € 16,90

Fersenschoner aus Kunstfell mit 2 Kletten



306222

NEU: Packung = 1 Paar!
weiß, mit Klettenverschluß, geschlossen, zur Dekubitus-Prophylaxe und Behandlung geeignet.

€ 23,00

Fuß-Knöchelschoner



61800

Aus Schaumstoff mit abwaschbarem blauem Bezug, atmungsaktiv, mit Klettverschluß
Außen Durchmesser ca. 21 cm
innere Aussparung ca. 6 cm

Preis auf Anfrage

Wärmeschuhe / Wärmestiefel



33638	Größe 36-38 (Schuh)
33941	Größe 39-41 (Schuh)
34244	Größe 42-44 (Schuh)
63638	Größe 36-38 (Stiefel)
63941	Größe 39-41 (Stiefel)
64244	Größe 42-44 (Stiefel)

Aus medizinischem Lammfell
mit Klettverschlüssen

Preis auf Anfrage

Ellenbogenschutz aus Kunstfell



3063

weiß, mit Klettverschluss, für die Dekubitus-
Prophylaxe und Behandlung (Anfangsstadium)
geeignet

€ 10,90

Anti-Dekubitus-Luftring



30640	40 cm
30645	45 cm
30650	50 cm

Aus Gummi rot, mit Schraubventil
Erstklassige Qualität zum günstigen Preis!

Ab € 19,80

Sitzring



3124 **rund**

31241 **oval**

Aus Latex, außen 42 cm, innen 14 cm, mit Bezug aus Baumwoll-Frottee, weiß, hochwertige Qualität, sehr guter Sitzkomfort, zuverlässig druckentlastend, hautfreundlich, formbeständig, einfach zu reinigen.

€ 43,90

Lagerungskissen Universal



16107080 **40 x 80 cm**

durch die besondere Füllung passen sich diese Kissen jeder Körperform an, für verschiedene Lagerungstechniken universell anwendbar, Füllung PUR-Stäbchen nach Ökotex Standard 100, die Bezüge sind aus 100 % hautfreundlicher, atmungsaktiver Baumwolle

Bezüge oder andere Maße auf Anfrage!

€ 42,90