

Lätzchen Stoff kariert



14900 72 x 42 cm

Einseitig Textil mit Karo-Muster, Rückseite Folie undurchlässig, Befestigung mit Druckknöpfen, Größe ca. 72 x 42 cm, ohne Auffangtasche, waschbar gem. Anleitung.

€ 19,90

Lätzchen PE Einweg



14700 41 x 61 cm

Gehämmerte Polyäthylenfolie, ca. 20 myu, mit 6 cm Auffangtasche, Maße: ca. 41 x 61 cm, Farbe weiß, 100 Stk. im Polybeutel, geeignet für den Pflege- und Hygienebereich.

€ 9,90

Suprima Patientenoverall



4688S blau S
4688M blau M
4688L blau L
4688XL blau XL

65 % BW, 35 % Polyester, waschbar bis 95° C, teilbarer Reißverschluss am Bein, Reißverschluss am Rücken

€ 105,00

Bettbeistelltisch



- 3029** **weiß**
3029B **braun**
30333 **braun incl. Seitenablage**

praktische Hilfe für bettlägrige Patienten, für jedes Kranken- oder Standardbett verwendbar, höhenverstellbares Untergestell, Höhe von 66 - 98 cm verstellbar, Maße Tischplatte: 62 x 41 cm, im Winkel verstellbar, 4 Schwenkrollen wovon 2 bremsbar sind, robust und handlich, Modell 3029 komplett in weiß, Modell 3029B Tischplatte Dekor Holzoptik, Gestell anthrazit, bei Modell 30333 zusätzlich noch mit seitlicher Ablagefläche. Maß: 40 x 20 cm

Ab € 75,00

Bettgalgen freistehend mit Trapez



3138

Massives lackiertes Bodengestell in H-Form, geteiltes Einschubrohr für leichten Transport, inkl. längenverstellbarem Trapez, kann auch oben verschoben werden, ca. 170 cm hoch, Bodengestell 82 cm lang und 75 cm breit, ca. 7,5 cm Höhe vom Fußteil, 11 kg schwer, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar.

€ 159,00

Kopfwaschset



330425

Kopfwaschwanne eckig aufblasbar, zweireihig, aus Vinyl, mit absperrbaren Wasserablauf und Kopfmulde, Maße ca. 60 x 50 cm, ca. 19 cm hoch, im Set mit Wasserbeutel zum Aufhängen, mit ca. 6 L Inhalt, daran Duschkopf mit Absperrklemme, bestens geeignet für die Kopfwäsche in liegender Position oder für unterwegs.

Sicherheitshinweis: nicht in befülltem Zustand am Rand anheben - Beschädigungsgefahr!

€ 52,90

Pumpe für Kopfwaschbecken

10451

€ 4,50

Kopfwaschbecken fahrbar



31511 50 x 50 cm

Becken aus schwarzem Kunststoff, Maße: ca. 50 x 50 cm, Halseinschnitt vorne ca. 15 cm tief, mit Ablaufstopfen, Ablaufschlauch mit ca. 1,5 m Länge, höhenverstellbares Stativ von 81 - 119 cm, sehr leicht - daher auch für den mobilen Einsatz geeignet, der Ablaufschlauch kann z.B. in einen Eimer oder in ein naheliegendes Waschbecken oder eine Badewanne abgeleitet werden.

€ 125,90

Fußbadewanne oval



25300480 **beige**
25300481 **türkis**

Maß: 48 x 35 x 40 cm

€ 49,90

Infusionsständer NIRO



3158

Für Schwerkraftinfusion in Arztpraxis, Normal- oder Intensivstation, Pflege daheim, stabiles 5-Fuß-Gestell, ca. 63,5 cm Durchmesser, Fuß ca. 1,9 kg, Schraub-Höhenverstellung von 135 - 215 cm, mit 5 Doppel-Schwenkrollen, davon 2 antistatisch und bremsbar, 4-armiges Kunststoff-Flaschenkreuz mit 2 kg Belastbarkeit pro Haken, Gewicht: ca. 3,6 kg.

Ersatzteile wie Tropfglas usw. auf Anfrage!

€ 99,00

Patientenruf-Set



10002200

Bestehend aus Funkempfänger und Sender; Standardmäßig mit Armbandsender, alternativ auch mit Halsbandsender oder Taster mit Wandhalterung erhältlich, damit lassen sich Personenrufe ohne Mühe und fremde Hilfe raumübergreifend auslösen, Reichweite innerhalb eines normalen Einfamilienhauses, diese kann durch den Einsatz eines oder mehrerer Repeater verstärkt werden (Achtung: nicht von Haus zu Haus möglich!); der Empfänger gibt solange das Alarmsignal ab, bis dieses an selbigem quittiert wird, damit ist ein Überhören beinahe unmöglich gemacht; damit die Steckdose weiterverwendet werden kann wird der Strom durchgeschaltet;

einfachste Programmierung

verschiedene Alarmtöne einstellbar

zusätzlich Alarm durch Blitzlicht am Empfänger

durch einfaches einspeichern können mehrere Sender oder auch mehrere Empfänger miteinander verbunden werden

es gibt allerdings keine Unterscheidung im Signalton bei mehreren Sendern!

€ 179,00

LUNA 2 – Pflegebett mit Holzumbau



LUNA2

Auch als Niederflurbett verwendbar, da der Lattenrost in zwei verschiedenen Höhen eingehängt werden kann.

- 3- oder 4-motorig erhältlich
- elektrische Höhenverstellung von 400 bis 800mm oder 330 bis 730mm
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Fußknickverstellung (bei 4-motoriger Variante)
- manuelle Fußteilverstellung (bei 3-motoriger Variante)
- zerlegbar
- einfach aufzustellen
- 2 Paar Holzseitengitter mit Griffleiste
- mit Aufrichter & Trapez
- vier bremsbare Räder
- in Metall- oder Holz-Lattenrost erhältlich
- für Matratzengröße 90 x 200mm

Preis auf Anfrage

LUNA BASIC 2 – Pflegebett Standard



LUNABASIC2

Die kostengünstige Basisversion der Pflegebettserie LUNA. Auch als Niederflurbett verwendbar, da der Lattenrost in zwei verschiedene Höhen eingehängt werden kann.

- viermotorig
- elektrische Höhenverstellung von 400 bis 800 mm oder 330 bis 730 mm
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Fußknickverstellung
- zerlegbar, einfach aufzustellen
- mit 2 Paar Holzseitengitter
- mit Aufrichter & Trapez
- vier bremsbare Räder
- in Metall- oder Holz-Lattenrost erhältlich
- für Matratzengröße 90 x 200 mm



Preis auf Anfrage