

Toiletsitzerhöhung Soft - Modell Contact 10 cm



3025

Die weichere und angenehmere Lösung einer Toiletsitzerhöhung, gepolstert und komfortabel - trotzdem leicht zu reinigen, wird einfach auf den Rand jedes Standard-WC gesteckt, hält mit den breiten Laschen sicher, Farbe hellgrau, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar, hochdichter Schaum in einer wasserdichten PVC-Haut.

€ 64,90

Toiletsitzerhöhung Clipper 10 cm



302610 Clipper 10 cm

3026H Ersatzklammer Clipper (1 Stück)

Einzigartiges Design und hohe Qualität, aus PP, einfacher Befestigungsmechanismus - die vier blauen Klammern werden einfach angedrückt und sorgen für sicheren Halt, im vorderen Bereich befindet sich eine Ausnehmung zur Erleichterung der Hygiene, Farbe: weiß, Maße LxB: 42 x 41 cm, Innenmaß LxB 25 x 21 cm, Gewicht ca. 1,6 kg, bis max. 185 kg Benutzergewicht belastbar.

€ 32,90

Toiletsitzerhöhung Standard 13 cm + Deckel



3026 Standard 13 cm + Deckel
972PV Ersatzhalterung blau

ergonomische Toilettensitzerhöhung mit zwei Halteklammern die verstellbar sind, bequem und ergonomisch, nach vorne um 3° geneigt, ergonomisches Profil, Aussparungen vorne und hinten zur Erleichterung der Intimpflege, einfach zu reinigen, keine scharfen Kanten, Maschinenwaschbar und autoklavierbar, Maße: 43 x 44,5 cm, aus PP, bis max. 180 kg Benutzergewicht belastbar, der Deckel kann ohne Berührung der Sitzfläche geöffnet werden, es besteht die Möglichkeit auf den Deckel zu sitzen.

€ 64,90

Toiletsitzerhöhung mit Armlehnen



21900

höhenverstellbar auf 6, 10 oder 14 cm, die gepolsterten Armlehnen können nach hinten abgeschwenkt werden und bieten zusätzlichen Halt beim Aufstehen, Hin- und Umsetzen, eine feste Montage auf dem Toilettenbecken ermöglicht eine besonders sichere Sitzposition, ca. 6,2 kg schwer, 50 cm tief und 57 cm breit, bis max. 120 kg Patientengewicht belastbar.

Ersatzteile auf Anfrage!

€ 110,00

Sicherheits-Stützklappgriff Edelstahl



SD17560 60 cm

SD17585 85 cm

Aus rostfreiem Edelstahl, kann nach oben geschwenkt werden, Rohrdurchmesser ca. 32 mm, Befestigungsplatte ca. 27 x 10 cm, Oberflächenprägung für mehr Griffsicherheit, bei entsprechender Montage durch den Fachmann mit dem für das betreffende Wandmaterial geeigneten Befestigungsmaterial beträgt die maximale Belastung 120 kg

Ab € 179,00

Seitenwandgriff 90°



2512102 rechts

2512092 links

45 cm lang x 61 cm hoch
Aus Edelstahl, mit Griffmulden, Belastung abhängig vom Untergrund auf dem montiert wird.

€ 134,90

Holztoilettstuhl mit Rückenpolster hell



3001

mit gepolsterter Rückenlehne und Sitzpolster: stabiler Stuhl aus Buchenholz, lackiert, Bezug Kunstleder, Sitzfläche Kunststoff, Brille mit 30 cm Öffnung, inkl. Toiletteimer, Maße T x B x H: 42 x 54 x 80 cm, bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar.

Lieferzeit beachten! Versand mit Spedition!

€ 149,00

Toilettstuhl feststehend



21500000

Vielfach bewährter Toilettenstuhl, komfortabel, sicher und stabil, große weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort, Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar, mit Eimer, Sitzhöhenverstellung von 50 - 64 cm durch Teleskopbeine, sicherer Stand durch GummifüÙe, Polsternähte unten versiegelt, gepolsterte Armauflagen, einfach zu reinigen

Sitzbreite 43 cm, Sitztiefe 44 cm, Länge 55 cm
Aussenbreite 62 cm, Stellfläche 50 x 58 cm
Gesamthöhe 84 - 98 cm, Gewicht 8,5 kg
Rahmen aus Metall, Farbe schwarz-silber
bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

Ersatzteile auf Anfrage lieferbar!

€ 129,90

Drive Toilettstuhl fahrbar



21500

Erprobt und immer wieder einsetzbar, mit abdeckbarem Toiletteneimer, gepolsterte geschlossene Sitzauflage, abnehmbare Rückenlehne, Armlehnen nach unten klappbar, ohne Toiletteneimer über WC fahrbar, Eimer nach hinten entnehmbar, stufenlos einstellbare Fußstützen, Feststellbremse an den hinteren Rädern, leicht zu reinigen, einfache Montage ohne Werkzeug, stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr; Maße: Gesamtbreite 56 cm, Gesamtlänge 95 cm, Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 41,5 cm, Sitztiefe 42,5 cm, Gewicht 14,4 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

Ersatzteile auf Anfrage lieferbar!

€ 169,00

Desinfektionsmittel CWC2000



30015 150 ml (ca. 18 Anwendungen)

30014 500 ml (ca. 70 Anwendungen)

Konzentrat, keimtötend, selbstreinigend, nicht ätzend, desinfizierend, überdeckt unangenehme Gerüche, umweltfreundlich, biologisch voll abbaubar, z.B. für Stechbecken, Toilettstühle (auch Holz) geeignet.

Ab € 7,90