

Badewannenbrett Benny



21700 **69 x 36 cm**
2170745 **74,5 x 36 cm**

Komfort, Sicherheit und Stabilität im Bad
 rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern,
 bequem an die Wannenbreite anpassbar, inkl.
 Haltegriff und integrierter Seifenablage, Gummi-
 aufleger bieten Sicherheit und schützen Ihre
 Badewanne vor Kratzern, einfache und schnelle
 Montage ohne Werkzeug, leicht zu reinigen,
 Verstellbereich Wanneninnenbreite 44 - 63 cm
 bzw. 43 - 68 cm, aus Kunststoff, weiß, Oberfläche
 seidenmatt, rutschsicher, bis 150 kg Benutzer-
 gewicht belastbar

€ 62,50

Badewannengriff



AA1920

Wird mit Klemme am Badewannenrand fixiert,
 Verstellbereich von 83 - 140 mm, ca. 2,4 kg,
 Metallgestell weiß beschichtet
 Gesamthöhe 45 cm
 Höhe ab Wannenoberkante 35 cm
 Gewicht: 2,4 kg
 bis max. 100 kg Benutzergewicht bei ordnungs-
 gemäßer Montage belastbar

€ 75,90

Badwanneneinstieg Prima



AA1883

Mintfarbige Pads bieten dem Benutzer bei Nässe besseren Halt, kein Werkzeug für die Änderung der Höhe notwendig, die Platten werden mit Verbindern einfach in der benötigten Höhe zusammengesteckt.

Stufe 44,5 x 35 cm, Höhe 5 cm, jedes Erweiterungselement 2,5 cm

Set besteht aus einer 5 cm und 2 x 2,5 cm Stufe, Kunststoff weiß, max. Belastung 190 kg

€ 90,00


Sicherheits-Badewannenmatte



AA1804A	76 x 34 cm weiß
AA1804B	76 x 34 cm blau
AA1900A	96 x 34 cm weiß
AA1900B	96 x 34 cm blau

Ab € 16,50

Sicherheits-Duschmatte



AA1790 weiß

AA1790B blau

Verhindert Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche, extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt, gelocht, daher guter Wasserablauf

Einfache Pflege:

Nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40° C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen

Maß: 56 x 56 cm

€ 16,50

Badewannensitz



25090350

Zum Auflegen auf den Badewannenrand, macht das Baden bequemer und sicherer, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, passt in alle Standard-Badewannen, bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen, einfach zu reinigen.

Gesamtbreite 74 - 85 cm, Tiefe 46 cm

Sitzbreite 41 cm, Sitztiefe 41 cm

Sitzbreite innen 45,5 -57,5 cm

Gewicht 2,4 kg, Farbe weiß

bis max. 120 kg Benutzergewicht belastbar

€ 90,00

Badewannensitz mit Hygieneausschnitt und Rückenlehne



40591

Stabiler weiß beschichteter Metallrahmen mit grauer Kunststoffsitze-
fläche.

43 x 40 cm
Sitztiefe ab Wannenoberkante 13 cm
Außenbreite 68 cm, Gewicht: 3,8 kg
mit Gummipuffern für sicheren Halt am Bade-
wannenrand
bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

€ 169,00

Badehelfer drehbar mit Hygienesitz



540200H

Sitzfläche mit Hygieneausnehmung aus Kunststoff,
Gesamtbreite Untergestell 72 cm

Die Auflieger müssen beidseitig mindestens 5 cm
am Wannenrand aufliegen, mit seitlicher
Fixierschraubung.

Gewicht: ca. 6,8 kg, 360° drehbar
in 4 Positionen arretierbar
Drehsitze dürfen nur mit Hilfe einer Betreuungs-
person verwendet werden, die beim Ein- und
Aussteigen unterstützt
bis max. 100 kg Benutzergewicht belastbar

€ 149,00

Duschhocker einfach rund



25150000

klein und handlich - dieser Duschhocker findet in jeder Duschkabine Platz! Sicher und stabil, ohne Werkzeug zusammenbaubar, sehr leicht - nur 1,6 kg, strukturierte Sitzfläche mit 32 cm Durchmesser für sicheren Halt, achtfache Sitzhöhenverstellung von 34 - 52 cm durch Teleskopbeine aus eloxiertem Alu-Rohr, einfach zu reinigen, GummifüÙe für sicheren Stand

Standflächenmaß: 45 x 45 cm
Kunststoffsitzfläche Farbe weiß
bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

€ 34,90

Duschhocker Etac Smart



81951010

Vereinigt Einfachheit und Funktionalität, geringes Gewicht und trotzdem außerordentlich stabil, die Sitzhöhe ist von 42 - 57 cm verstellbar.

Sitzfläche 43 x 38 cm
Aussenbreite / -tiefe gesamt 52 x 48,5 cm
Gewicht: 3,2 kg
Farbe grau
bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar

€ 89,00

Duschhocker Modell "Rational"



25160100

Sitzfläche aus Kunststoff, Untergestell aus Aluminium, Maße 40 x 36 cm, mit Hygieneausschnitt, Sitzhöhe mittels Druckknopf von 34 - 48 cm verstellbar, GummifüÙe für sicheren Stand auf nassen Oberflächen, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar

€ 74,90

Duschhocker Modell "Rational plus"



25160000

In dieser Ausführung mit Rückenlehne, Sitzfläche aus Kunststoff, creme, 40 x 36 cm, Untergestell aus Aluminium, mittels Druckknopf von 34 - 48 cm Sitzhöhe verstellbar, GummifüÙe für sicheren Stand auf nassen Oberflächen, bis max. 80 kg Benutzergewicht belastbar

€ 84,90

Duschhocker Etac Swift Basic, grau



81701410

Sitzhöhe von 42 - 59 cm verstellbar, Sitzfläche aus Kunststoff mit 54 x 41 cm, Aussenbreite über alles 56 cm, aus PP mit AlufüÙen, rutschhemmende Gummipuffer an den FüÙen, Gewicht: 3,1 kg, bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

€ 139,00

Swift Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenlehne, grau



81701430

Sitzhöhe von 42 - 59 cm verstellbar
Sitzfläche aus Kunststoff mit 54 x 41 cm
Sitzbreite zwischen den Armlehnen 45 cm
Außenbreite 56 cm
Sitztiefe 47 cm
mit Hygieneausschnitt, aus PP mit
Aluminiumfüßen, rutschhemmende Gummipuffer
an den Füßen
Gewicht 4,7 kg
bis max. 130 kg Benutzergewicht belastbar

€ 195,00

Duschklappsitz



25100010

Sitzfläche aus Kunststoff mit Hygieneausschnitt,
weiß, 40 x 41 cm
Gesamtbreite 47,5 cm
4-fach höhenverstellbar von 48,5 - 56 cm (muss
vor der fixen Montage an der Wand nach Bedarf
eingestellt werden)
Wandabstand zusammengeklappt 14 cm
bei ordnungsgemäßer Montage durch den
Fachmann bis max. 100 kg Benutzergewicht
belastbar

€ 125,00

Duschstuhl fahrbar Standard SB 45



302018

Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium, serienmäßig mit vier 5" Schwenkrädern mit Feststellbremse, Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnenpolsterung aus schwarzem weichem PUR, die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar, mit Eimer und schwarzer Sitzabdeckung.

Sitzbreite: 45 cm
 Sitztiefe: 43 cm
 Sitzhöhe einstellbar von 49 - 54 cm
 überfahrbare Höhe: 42 - 47 cm
 überfahrbare Breite: 35 cm
 Gesamtbreite: 56 cm
 Gesamttiefe: 93 cm
 Gesamthöhe (einstellbar): 96 -101 cm
 Gewicht: ca. 12,9 kg
 bis max. 150 kg Benutzergewicht belastbar

€ 520,00

Haltestange




AA6061F 30 cm
AA6062F 40 cm
AA6063F 41 cm
AA6064F 46 cm
AA6065F 61 cm

PVC-Rohr mit 3,8 cm Durchmesser, geformte ABS-Endstücke mit runden Befestigungsplatten (ca. 9 cm Durchmesser), 5 cm Wandabstand, mit Rillen für besseren Halt, die Belastung ist abhängig von der Wandbeschaffenheit und dem verwendeten Befestigungsmaterial!

Ab € 14,50

Handy Haltegriff



AA6096A	30 cm
AA6096B	40 cm
AA6096D	60 cm
AA6097B	gewinkelt, 40/40 cm

aus PP und Alurohr innen, Farbe weiß / mint,
bis max. 160 kg belastbar - bei fachgerechter
Montage auf geeignetem Untergrund!

Ab € 25,00

Ashby Winkelgriff



AA6053	weiß
SD17310	rot

32 cm langer Kunststoffgriff, je nach Montage für
links oder rechts verwendbar

Maße: ca. 33 x 4 x 7,5 cm

Mittels vier Schrauben zum befestigen, abhängig
von der Wandbeschaffenheit (Wichtig: auf richtiges
Befestigungsmaterial und ordnungsgemäße
Montage achten!).

bis 115 kg Benutzergewicht belastbar,
gerippte Oberfläche für mehr Griffsicherheit,
signalrotes Modell zur besseren Wahrnehmung,
z.B. bei Alzheimer, Demenz, etc.

€ 29,90