

## Peakflowmeter Mini Wright



- 800240**    **AFS für Kinder**
- 800287**    **Original für Erwachsene**
- 800287M**    **Plastik Mundstücke (5 Stk.)**

Zur Selbstkontrolle der Lungenfunktion durch den Patienten, die regelmäßige Anwendung hilft dem Patienten und Arzt die laufende Kontrolle des Behandlungsfortschrittes bei asthmatischen Beschwerden oder chronischer Bronchitis, misst den maximalen Ausatemfluß.

**Preis auf Anfrage**

## Atemtrainer (Ein-Atemtrainer)



**8011**

Dieses Hilfsmittel soll die eingeschränkte Atemtechnik des respiratorischen Systems verbessern, der Patient versucht durch langsames und tiefes Einatmen die zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll nicht angehoben werden, es sollen nur die ersten beiden in Schwebelage gehalten werden, ist für den Einpatientengebrauch bestimmt, ein Etikett auf der Unterseite ist für die Patientendaten vorgesehen, Mundstück kann bei Nichtverwendung zur hygienischen Lagerung in das vorgesehene Fach gesteckt werden.

Flow-L / sec: 0,6 - 0,9  
Maße: 14 x 14 x 6,8 cm  
Schlauch: ca. 30 cm

**Preis auf Anfrage**

## Atemtrainer VRP1 (Aus-Atemtrainer)



**8010**

Positiver Expirationsdruck (durch die Metallkugel, beim Ausatmen) bewirkt, dass die Bronchien offen bleiben. Durch die Schwingung der Kugel (Sinus-Schwingung) entsteht eine endogene Perkussion in der Lunge. Zäher Schleim wird verflüssigt und kann so abgeatmet werden („Tixotropie“).

**Preis auf Anfrage**

## Beatmungsbeutel



**855500**

Notfall Beatmungsbeutel, mit 2 Masken für Erwachsene, Gr. 3 und Gr. 5, aus PVC, mit 2500 ml Reservoir, 2 m Sicherheitsschlauch, qualitativ hochwertige Ausführung

**Preis auf Anfrage**

## Sauerstoffmaske



**83102**

Sind besonders weich und dadurch angenehm zu tragen, geruchsneutral, Gummiband und Nasenclip, mittlere Konzentration, 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch, knicksicher durch inneres Sternlumen, Standard-Konnektor, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, Latexfrei

**Preis auf Anfrage**

## Sauerstoffbrille



**83101**

**831122 Schlauch-Verlängerung 4 m**

Aus geruchsneutralem, besonders weichem med. PVC gefertigt um den bestmöglichen Sitz für den Patienten zu erreichen, mit Sternlumen, einzeln klinisch rein verpackt, unsteril, Latexfrei, Nasenstück gerade.

**Preis auf Anfrage**

## 5L Sauerstoffkonzentrator Kompakt 525



**525KS**

Geringe Lautstärke, Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen, wartungs- und verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor, optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung, Sauerstoffauslass mit Feuerschutz-Adapter ausgestattet, intelligente Turn-down Technologie reduziert den Stromverbrauch um ca. 20 % bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l / min

Flow (stufenlos): 0,5 - 5 l / min,  
Sauerstoffkonzentration: 93 % +/- 3 %,  
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz,  
Energieverbrauch: bei 2 l ca. 290 W / bei 5 l ca. 312 W

Gewicht: 16,3 kg

Maße: (H x B x T)

62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Geräuschpegel: 40 dba (50 Hz)

Garantie: 3 Jahre

**Preis auf Anfrage**

## Pari Boy SX



- 8103**
- 81012** Anschlußschlauch 1,2 m
- 81013** LL-Vernebler komplett
- 81014** Ersatzfilter 5 Stk.
- 81015** Erwachsenenmaske
- 81016** Mundstück mit Ventil
- 81017** SX Year Pack (Austauschset)
- 81018** S Year Pack (Austauschset)

Der Perfektionist - flexibel, gezielt und für besondere Ansprüche. Kompaktes Inhalationsgerät mit PARI LC SPRINT Vernebler und PIF-Control (Düsenaufsatz blau) mit zusätzlichem Düsenaufsatz rot, Mundstück universell, LC Unterbrecher, PEP S System, Kindermaske und Anschlussschlauch (f/m). Für Patienten ab 4 Jahren geeignet.

**Preis auf Anfrage**

## Beurer Inhalator IH 21



- IH21**
- 60103** Nachkaufset Zubehör IH 21

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit, Zubehör: Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-Schlauch - extra lang, Filter, mit praktischem Aufbewahrungsfach für das Zubehör, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt

**Preis auf Anfrage**

## Beurer Inhalator IH 26 601.35



**IH26**

**60128 Yearpack IH 26**

**60137 Nasendusche zu IH 26**

zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Vernebelung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Anwendung bei Erkältung, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,3 ml / min) - kurze Inhalationszeit

Zubehör:

Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenen- und Kindermaske, Nasendusche, Druckluft-Schlauch (extra-lang), Filter und Aufbewahrungstasche, desinfektionsfähig, 0,8 - 1,45 bar Arbeitsdruck, Netzbetrieb, Medizinprodukt

**Preis auf Anfrage**