

## Urinflasche Eco für Männer klar



**3039B**

Aus glasklarem PVC, 1 l Inhalt, graduiert, desinfizierbar, hitzebeständig bis 70° C, nicht autoklavierbar, mit Schlaufendeckel, einzeln verpackt.

**Preis auf Anfrage**

## Urinflasche für Frauen



**3141**

Milchig, aus Polyethylen, 1 l Inhalt, graduiert, hitzebeständig bis 90° C, desinfizierbar, fest schließender Schlaufendeckel, einzeln in Folie verpackt.

**Preis auf Anfrage**

## Leibschüssel mit Griff



**3004**

Leicht zu reinigender weißer Kunststoff, bis 140 kg belastbar, wichtiges Hilfsmittel für bettlägerige Patienten, im Nylonbeutel einzeln verpackt, autoklavierbar.

**Preis auf Anfrage**

## Leibschüssel rund



**3102**      **beige**

Mit Griff und Deckel, 31 cm Durchmesser, aus Polypropylen, autoklavierbar.

**Preis auf Anfrage**

## Irrigator



**3040**

Set besteht aus Kunststoffgefäß mit 1 L Inhalt, Gefäß graduiert, mit 3-teiliger Irrigator-Garnitur und ca. 120 cm Schlauch durchsichtig.

**Preis auf Anfrage**

## Birnspritze



**31014**      **Nr. 4 - 140 ml**  
**31015**      **Nr. 6 - 200 ml**  
**31016**      **Nr. 8 - 275 ml**  
**31017**      **Nr. 10 - 365 ml**

Birnballe rot, mit Klistierrohr aus Kunststoff

**Preis auf Anfrage**

## Nierenschale aus Pappe



**3103**      **1 Stück**  
**3103300**   **300 Stück**

Für den Einmalgebrauch, ca. 25 cm lang.

**Preis auf Anfrage**

## Nierenschale Niro



**3134**

Aus Edelstahl, rostfrei, matt, 25 cm lang.

**Preis auf Anfrage**

## Inhalator



**3086**

Die einfachste Möglichkeit für die Inhalation daheim!

Inhalator aus Kunststoff, 2-teilig, weiß, ca. 23 cm hoch und 14 cm Durchmesser unten, wird mit ca. 500 ml heißem Wasser gefüllt, auch dafür geeignete Inhalationszusätze oder ätherische Öle sind möglich, leicht zu reinigen.

**Preis auf Anfrage**