

Igelball




| | |
|--------------|---------------------|
| 10543 | 5 cm, grün |
| 1025 | 6 cm, orange |
| 30808 | 8 cm, gelb |
| 30809 | 9 cm, rot |
| 30810 | 10 cm, blau |

Der klassische feste Igelball - für Entspannungsmassagen, gleichmäßig verteilte feste Stacheln, zur Anregung der Durchblutung, bei Gelenksbeschwerden (in Absprache mit Arzt oder Therapeut).

Preis auf Anfrage

Massagefußroller



| | |
|--------------|-------------|
| 30840 | blau |
|--------------|-------------|

weich, 16 cm lang, zur Massage der Fuß-Reflexzonen oder zur Körpermassage geeignet.

Preis auf Anfrage

Softball



| | |
|---------------|--------------------|
| 1028 | 7 cm, gelb |
| 1029 | 9 cm, gelb |
| 102922 | 22 cm, gelb |

Aus gefrästem, offenporigem Schaumstoff, ideal für die Handtherapie.

Preis auf Anfrage

Sissel Theraputty



- S2170** **elfenbein, x-soft**
- S2171** **gelb, soft**
- S2172** **rot, medium**
- S2173** **grün, stark**
- S2174** **blau, x-stark**

Therapieknete für Finger und Handübungen, zur Rehabilitation und zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände, nach Operationen, Verletzungen der Hand und rheumatischen Beschwerden, verschiedene Härten zur kontinuierlichen Steigerung des Trainings.
 Dose = 85 g

Preis auf Anfrage

Massager "Spider"



- 12348B** **blau**
- 12348R** **rot**

aus Acryl, für angenehm entspannende Massagen

Preis auf Anfrage

Gewichtsmanschette



- 7050** **2 x 0,5 kg**
- 7100** **2 x 1,0 kg**
- 7150** **2 x 1,5 kg**
- 7200** **2 x 2,0 kg**

Sind immer paarweise gepackt!
 Aus strapazierbarem, hautverträglichem Gewebe, mit verstellbarem Klettverschluss, können sowohl am Hand- wie auch Fußgelenk verwendet werden.

Preis auf Anfrage

Hantel



| | |
|--------------|----------------------------|
| 4050M | 0,5 kg Vinyl / Paar |
| 4100M | 1,0 kg Vinyl / Paar |
| 4150M | 1,5 kg Vinyl / Paar |
| 4200M | 2,0 kg Vinyl / Paar |
| 4300M | 3,0 kg Vinyl / Paar |
| 4400M | 4,0 kg Vinyl / Paar |
| 4500M | 5,0 kg Vinyl / Paar |

Sind immer paarweise gepackt!

Mit Vinyl bezogene Metallhanteln, langlebig und robust, gut greifbare Oberfläche, für die Therapie, das Training daheim und im Studio und den Muskelaufbau geeignet.

Preis auf Anfrage

Bodyband 2,5 m



| | |
|-------------|----------------------|
| 1205 | gelb, leicht |
| 1206 | rot, mittel |
| 1207 | grün, stark |
| 1208 | blau, x-stark |

Mit Übungsbroschüre, in der praktischen Tasche zum Mitnehmen.

Preis auf Anfrage

Fußroller mit 8 Achsen



10502

Holz, Metallachsen, strukturierte Oberfläche, Rollenlänge je Achse: ca. 11 cm, Durchmesser ca. 3 cm, Maße: 31 x 16 cm

Preis auf Anfrage

Sissel Balancefit



S23907 **blau**

S23908 **rot**

Der praktische Allrounder zur Steigerung von Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung, speziell geformte Noppen in zwei unterschiedlichen Stärken auf den Standflächen erhöhen die Körperwahrnehmung, auch für die Fußmassage geeignet bei Venenbeschwerden, für Beckenbodentraining, mit Ventil zur Druckregulierung.

Maße: ca. 34 cm Durchmesser
bis max. 150 kg belastbar

Preis auf Anfrage

Ballkissen "Baki 33"



SD64910 **blau**

SD64912 **rot**

Luftgefüllt, einseitig genoppt, unterstützt Rücken-
training und dynamisches Sitzen, kann zur Ver-
besserung der Aufrechten Sitzhaltung und Stär-
kung der Rücken-, Wirbelsäulen- und Beckenmus-
kulatur beitragen

mit Pumpe
Maße: 33 cm Durchmesser
bis 100 kg belastbar

Preis auf Anfrage

Sitzbälle Original PEZZI



| | |
|----------|---------------------------|
| 35000042 | 42 cm, gelb |
| 35000053 | 53 cm, orange |
| 35000065 | 65 cm, grün |
| 35000085 | 85 cm, blau |
| 35000095 | 95 cm, rot |
| 91117 | Ersatz-Stöpsel mit Ventil |

Der bekannte und bewährte Original *Pezzi* Ball - mit umfassender Trainings- anleitung! Dynamische Belastung bis max. 400 kg, Rückentraining am Arbeitsplatz und zu Hause.

Größentabelle:

Körpergröße bis 140 cm - Balldurchmesser 42 cm

Körpergröße bis 155 cm - Balldurchmesser 53 cm

Körpergröße bis 175 cm - Balldurchmesser 65 cm

Körpergröße ab 175 cm - Balldurchmesser 75 cm

Preis auf Anfrage

Arm- und Beintrainer mit Schlaufen



AA9058

Zum trainieren der Arme und Beine im Sitzen, rutschfeste Gummikappen für sicheren Stand, sehr leicht - nur 2 kg, Metallgestell verchromt, mit Schraube oben zum Verstellen des Tretwiderstandes, einfach und bequem zu benutzen - bei diesem Modell mit praktischen Schlaufen an den Pedalen für mehr Halt beim Treten.

Preis auf Anfrage

Pilates Softball



MD34115 22 cm

MD34116 26 cm

Sehr weicher angenehmer Ball, in zwei Größen, 22 und 26 cm, speziell für die Pilates-Übungen, zur Stärkung der Rumpfmuskulatur, für verschiedene Therapie- und Trainingsübungen geeignet.

Preis auf Anfrage

Sissel Pilates & Yoga Matte



S34123

Hochwertige Anti-Rutsch-Matte, hygienisch und einfach zu reinigen, handlich und einfach einrollbar, mit Textileinfassung.

Maße: ca. 180 x 60 x 0,6 cm, optional ist die handliche Tragetasche für diese Matte erhältlich (Art.-Nr. S20426).

Preis auf Anfrage

Sissel Yoga Matte Flower



S20470 orange

S20471 grün

im trendigen Flower-Design, Schadstofffrei, mit Textileinfassung und Riemen zum Zusammenrollen, hygienisch, leicht zu reinigen, mit Klettverschluss, Maße: ca. 180 x 60 x 0,4 cm.

Preis auf Anfrage

Sissel Gymnastikmatte



- S20420B** blau
- S20420R** rot
- S20420A** anthrazit
- S20426** Tragetasche zu Matte

Die optimale Trainingsunterlage im Sport- und Fitnessbereich oder für zu Hause! Hautfreundlich und körperwarm, hygienisch und einfach zu reinigen, handlich und problemlos einrollbar, robust und strapazierfähig, optimale Dämpfungseigenschaften, verbesserter hochwertiger Schaumstoff, Maße: 180 x 60 x 1,5 cm.

Preis auf Anfrage

Sissel Myofascienroller



- S34225** schwarz
- S34225B** blau
- S34225M** magenta (rot)
- S34225W** blau/weiß soft

Der Myofasciaroller zur Förderung der Muskel-Aktivität und Regeneration, zur gezielten Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Fasciengewebes, verbessert die Beweglichkeit, Muskelfunktion und Regeneration, formbeständig, robust, handlich.

Maße:
Länge 40 cm
Durchmesser ca. 15 cm
mit Übungsposter

Preis auf Anfrage

Sissel Pilates Roller Pro



S34112 90 x 15 cm
S34129 100 x 15 cm

Der strapazierfähige Roller aus synthetischem Kautschuk, geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene, erweitert die Möglichkeiten des Pilates- Trainings optimal, ideal auch zur Fascien-Lockerung, strapazierfähiger als der Sissel Pilates-Roller - auch für den professionellen Kurseinsatz in Praxis oder Studio geeignet, Material: PE

Preis auf Anfrage

Keilkissen



Material Verbundschaumstoff:

10102 fest, schwarz
10102B fest, blau
10102G fest, grün
10102R fest, rot

Material Schaumstoff:

10104 soft, schwarz
10104B soft, blau

Beide Modelle:
38 x 38 cm
hinten 7 cm und vorne 1 cm hoch
Bezug aus strapazierfähigem Stoff, abnehmbar mit Reißverschluss

Preis auf Anfrage

Sitzerhöhung ca. 40 x 40 x 10 cm



SD44000 schwarz
SD44002 rot
SD44004 blau

Für leichteres und bequemes Aufstehen, Verbundschaum, abnehmbarer waschbarer Bezug.

Preis auf Anfrage

Entspannungswürfel aufblasbar



SD43735

Erholung für gestresste Beine, aus Kunststoff, weiß, Maße: ca. 39 x 42 x 46 cm - dadurch je nach Lage mit verschiedenen Höhen anwendbar.

Preis auf Anfrage

Sissel Nackenkissen Classic



S1001 Gr. L (47 x 33 x 14 cm)
S1004 Gr. M (47 x 33 x 11 cm)

Das Standard Kissen für Erwachsene!
inkl. Veloursbezug
(75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ecru,
waschbar bei 40° C)

Preis auf Anfrage

Venenkissen



- 27123839** klein (bis 165 cm)
Maße: 65 x 48 x 15 / 5 cm
- 27323839** groß (über 165 cm)
Maße: 80 x 50 x 20 / 5 cm
- 27133839** Ersatzbezug klein
- 27333839** Ersatzbezug groß

Anatomisch geformt, mit variabel einstellbarem Fersenkeil, hautsympathischer Frotteebezug weiß, Kissenkern aus offenporigem hochwertigem Polyäther-Schaumstoff, FCKW-frei

Empfohlen bei:

Venenentzündungen, Venenproblemen, Krampfadern, Wadenkrämpfen, müden und geschwollenen Beinen, Stauungen während der Schwangerschaft, zur Beinhochlagerung bei Rückenschmerzen, etc.

Preis auf Anfrage

Schröpfglas mit Ball



- 88123** Gr. 2, 3 cm
- 88134** Gr. 3, 4 cm
- 88145** Gr. 4, 5 cm
- 88156** Gr. 5, 6 cm
- 884599** Schröpfglasball als Ersatzteil

Aus Glas, Maß gibt unteren Durchmesser an, Ball aus Gummi, für altbewährte Schröpftherapien - wieder neu in Mode!

Preis auf Anfrage

Darco Tape für Kinesiologie



| | |
|---------------|----------------|
| 90321B | blau |
| 90321G | gelb |
| 90321H | haut |
| 90321P | pink |
| 90321R | rot |
| 90321S | schwarz |

5 cm x 5 m Rolle, gegen Muskelbeschwerden, zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation, Förderung des Blutkreislaufes, elastisch und zu 30 % dehnbar, mehrere Tage ohne Einschränkungen tragbar.

Preis auf Anfrage

Sissel Intensive Massager



S30543

Für intensive Tiefenmassage und wohltuende Entspannung, zur optimalen Behandlung kleiner, kurzer Muskelpartien geeignet, optimale Lockerung der Muskulatur auch in tiefen Bereichen, geeignet bei Muskel- und Rückenverspannungen, Verspannungskopfschmerzen, zur Lockerung der Muskulatur nach sportlicher Betätigung oder zur Vorbereitung vor der Massage, zur effektiven Cellulite-Behandlung, intensive Klopf-Massage mit 2 anatomisch geformten Softgummi-Kugelköpfen mit einer Umdrehungs-Geschwindigkeit von 20 bis 40 mal pro Sekunde, 95 % der Energie geht direkt in das Muskelgewebe und bewirkt so eine optimale Lockerung und Durchblutung der Muskulatur.

Inkl. 2 verschiedener Aufsätze für unterschiedliche Massagewirkung und -intensität, Intensität in 5 Stufen einstellbar, immer griffbereit - zuhause und unterwegs, ergonomisches Design für maximalen Komfort, anwenderfreundlich, Netzbetrieb 220 V

Preis auf Anfrage

Beurer Mini-Massagegerät MG 16



MG16GRÜN grün
MG16ROT rot
MG16SET Verkaufsdisplay

Sanfte Vibrationsmassage, Entspannung für Zwischendurch - zu Hause, im Büro und auch unterwegs, ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine, klein und handlich.

mit LED-Licht
inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

Beim Display 8 Stück sortiert - 4 x grün und 4 x rot - im Thekenaufsteller

Preis auf Anfrage

Beurer Shiatsu-Fußmassagegerät FM 60



FM60

Wohltuende Shiatsu-Fußmassage, 18 Shiatsu Massageköpfe, Wärmefunktion zuschaltbar, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, bequem mit dem Fuß bedienbar, 2 Massagegeschwindigkeiten, individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße, Oberfläche aus atmungsaktivem Mesh-Stoff, komfortable Kabelverstaung, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf

50 Watt
220 V Netzbetrieb

Preis auf Anfrage

Beurer Vibrations-Sitzauflage MG 155



MG155

Vibrationsmassage zum Wohlfühlen, mit Wärmefunktion, für zu Hause oder im Auto, mit KFZ-Adapter zur Verwendung im Auto, 5 Vibrationsmotoren, 2 Intensitätsstufen, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, Wärmefunktion: mit Massage oder separat, einfache Bedienung mit Handschalter.

Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, flexible Befestigungsbänder zur Fixierung, 9,6 Watt

Preis auf Anfrage

Beurer Shiatsu Sitzauflage HD 2-in-1 MG 260



MG260BL schwarz

Höhenverstellbare Shiatsu-Nackенmassage, entspannende Shiatsu-Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40° C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank

Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung, 60 Watt

Preis auf Anfrage

Beurer Mini-Pad Body EM 10



64723

64715 Nachkaufset (Gel-Film + Batterie)

Elektrostimulation gegen Schmerzen allgemein, punktgenaue Schmerzbehandlung, soft und flexibel, komfortabel und sicher, Abschaltautomatik, Intensität einstellbar (15 Stufen), inkl. Selbsthaftendem Gel-Film.

Preis auf Anfrage

Beurer Sixpack EMS-Pad EM 20



64711

64716 Nachkaufset (Gel-Film + Batterie)

Elektrostimulation für die Anwendung am Bauch, punktgenaue Anwendung, Aufbau und Straffung der Bauchmuskeln, soft und flexibel, komfortabel und sicher, Abschaltautomatik, Intensität einstellbar.

Preis auf Anfrage

Beurer Neck EMS-Pad EM 20



64710

64717 Nachkaufset (Gel-Film + Batterie)

Elektrostimulation für die Anwendung im Nacken- und Schulterbereich, punktgenaue Anwendung, soft- und flexibel, komfortabel und sicher, Abschaltautomatik, Intensität einstellbar (15 Stufen), inkl. selbsthaftendem Gel-Film

Preis auf Anfrage

Beurer Po-Trainer EMS-Pad EM 25



64719

64714 Nachkaufset (Gel-Film + Batterie)

Elektrostimulation für die Anwendung im Gesäßmuskelbereich, Training der Gesäßmuskeln, punktgenaue Anwendung, soft und flexibel, komfortabel und sicher, besonders dünn, Abschaltautomatik, Intensität einstellbar (15 Stufen), 4 Elektroden, inkl. selbsthaftendem Gel-Film

Preis auf Anfrage

Promed Tens 1000S



352010

Handliches Zweikanal-Schmerztherapiegerät für zu Hause, Praxis oder Klinik, zur Wahl stehen drei Amplituden-Modulationen, Frequenz, Impulsbreitenregler und Timer, alle Regler befinden sich unter einer Abdeckung, im Set mit Kunststoffkoffer, 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm, Anschlußkabel und 9 V Batterie

Maße Gerät: HxBxT 95 x 65 x 23,5 mm,

Gewicht: 115 g

Timer: kontinuierlich, 15 od. 30 min

Modi: Continuous, Burst, Modulation,
Impulsintensität: regulierbar 0-80 mA, Spitzenwert 500 Ohm Belastung für jeden Kanal, Dauerstrom, asymmetrische Bi-Phasen-Rechteckimpuls, Burst Modus: 2 Bursts bei 100 Hz

Preis auf Anfrage

Sanowell medilike Life Tens



21030

Nervenstimulator zur risikofreien Schmerzlinderung und Schmerzbefreiung, 2 getrennt regelbare Kanäle für je ein Elektrodenpaar, Intensität, Dauer und Frequenz sind über weite Bereiche vom Nutzer frei wählbar, mit zuschaltbarem Burst-Modus, mit eingebautem Timer, für beide Kanäle getrennte LED Anzeigen, CE & MDD zertifiziert.

Gewicht: 120 g leicht, Maße: 100x60x21 mm, mit Elektroden und Anschlußkabel, inkl. 9 V Batterie, 24 Monate Garantie

Preis auf Anfrage

Promed Digi EMT-4 / TENS + EMS



352410

Bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen, Phantomschmerzen, bei Durchblutungsstörungen, 11 programmierte Programme (5 TENS- und 6 EMS-Programme, davon 2 Programme zur Behandlung von Inkontinenz), 2 frei programmierbare Programme, 1 Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion, Intensitäts- und Einschaltenschutz, im Set mit 2 Paar Elektroden 40 x 40 mm, Geräteständer, vier AAA-Batterien, 2 Elektroden-Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung, praktischer Aufbewahrungskoffer

Maße vom Gerät: HxBxT 122 x 58 x 18 mm
 Gewicht: 130 g

Preis auf Anfrage

Promed Digi EMT-6 /TENS + EMS



352420

digitales, elektrisches Schmerz-Therapie- und Muskelstimulationsgerät, prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen

TENS: 6 voreingestellte, 2 frei wählbare Programme

EMS: 5 voreingestellte, 2 frei wählbare Programme, integrierter Anwendungsspeicher, Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral, Medizinprodukt, gepr. MDD 2007/47/EWG, Maße: 118 x 62 x 25 mm, im Koffer mit Beschreibung, Kabel, 4 Elektroden

Preis auf Anfrage

Sanowell Wellcare digi-stim



89220

TENS- und EMS-Kombi-Gerät mit selbstklebenden Elektroden, für die Schmerztherapie und Muskelstimulation verwendbar, mit zwei steuerbaren Ausgangskanälen, jeweils unabhängig voneinander, pro Kanal kann ein Elektrodenpaar angeschlossen werden, digitale Anzeige der Einstellungen, zwei getrennt regelbare Kanäle, Intensität, Impulsbreite und Impulsfrequenz über weite Bereiche frei wählbar, 5 TENS- und 2 EMS-Programme, Timerfunktion, Dauerbetrieb und Countdown, Behandlungsspeicher, flexibler Gürtelclip, mit Gebrauchsanweisung, im stabilen Hartschalenkoffer, 4 selbstklebende Elektroden, 40 x 40 mm, 2 Kabel für selbstklebende Elektroden, 9 V Blockbatterie

Preis auf Anfrage

Gummi-Stechelektrode



50410 **40 x 40 mm**

501001 **40 x 80 mm**

4 selbstklebende Elektroden, mehrfach
verwendbar, für alle Geräte mit 2 mm Stecker.

Preis auf Anfrage

Carbon-Dauerelektrode

Ohne Abb.

359070 **40 x 40 mm**

4 selbstklebende Elektroden, oftmalig verwendbar,
für alle Geräte mit 2 mm Stecker
Hinweis: nur auf Bestellung erhältlich!

Preis auf Anfrage

Gewebe-Elektrode



359177 **32 mm rund**

4 selbstklebende Elektroden, mehrfach
verwendbar, für alle Geräte mit 2 mm Stecker.

Preis auf Anfrage

Elektroden-Gel 250 ml

Ohne Abb.

1520250

Feucht bleibende, nicht körnige STAY-WET
Formel, nicht reizend, hypoallergen,
bakteriostatisch, salzfrei

Preis auf Anfrage

Vaginalsonde medilike Periform



50600

Entwickelt für eine angenehme und wirksame Muskelstimulation, sowohl im klin. Betrieb wie auch zu Hause anwendbar, für die Beckenbodenstimulation, für Geräte mit 2 mm Stecker.

Preis auf Anfrage

Rektalsonde medilike Anuform



50610

zur Benutzung als intra-Analsonde bei Frauen und Männern, zur Behandlung von Stuhl- u. Harninkontinenz, passend für Geräte mit 2 mm Stecker

Preis auf Anfrage

Beurer Digital TENS / EMS EM 49



EM 49

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) zur medikamentenfreien Schmerzlinderung, elektrische Muskel-Stimulation (EMS) für Muskeltraining und -regeneration, Massage für Entspannung und Wohlbefinden, 2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden, 64 programmierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage), 6 individualisierbare Programme (TENS/EMS)

Doctor's Function:

zur idealen Abstimmung auf Ihr persönliches Therapieprogramm, Timer-Funktion (5 - 100 min einstellbar), Invers mit blauem Backlight, Details lt. Website!

Preis auf Anfrage

Beurer Digital TENS / EMS EM 80



EM80

3-in-1, Schmerztherapie (TENS) und Muskelstimulation (EMS), Entspannung und Massage, selbstklebende Gel-Elektroden, 8 inkl. (45 x 45 mm)

- 4 getrennt regelbare Kanäle
- 30 vorprogrammierte Anwendungen
- 20 individualisierbare Programme
- Frequenz programmierbar
- Intensität einstellbar,
- Countdown-Timer
- Sicherheitsabschaltung
- Doctor's-Function
- Medizinprodukt
- Aufbewahrungstasche
- inkl. 3 x 1,5 V Batterie AAA

Preis auf Anfrage

Nachkaufset Elektroden Beurer



66102 **klein (45 x 45 mm)**
66101 **groß (50 x 100 mm)**

verwendbar mit EM40, EM41, EM80
selbstklebende Gel-Elektroden

Preis auf Anfrage

Beurer BodyShape AS 81 wearable Sport



| | |
|--------------|----------------|
| AS81P | pink |
| AS81T | türkis |
| AS81V | violett |

Aufzeichnung von Aktivität & Schlaf und Übertragung der Daten an ein Smartphone

Aktivitätstracking:

- Anzahl der Schritte
- zurückgelegte Strecke
- Ermittlung des Kalorienverbrauchs
- Aktivitätsdauer
- Erreichung des täglichen Bewegungsziels

Schlaftracking:

- zeichnet die Schlaf-Bewegungsaktivität und Schlafdauer auf

Uhrzeitanzeige

Weitere Eigenschaften:

- Speicherkapazität für 30 Tage / 7 Nächte, Synchronisation der Daten mit kostenfreier BodyShape App + Health Manager App
- perfekter Tragekomfort
- Weckfunktion: Vibrationsalarm
- OLED XL-Display
- Li-Ionen Akku
- Spritzwassergeschützt
- mit Ladekabel
- kompatibel ab iPhone 4s und Bluetooth Smart Ready
- Android Geräte ab Android 4.3

Preis auf Anfrage

Beurer Pulsuhr PM 15



PM15

Ohne Brustgurt

Ideal für die gelegentliche Pulsmessung, z.B. Nordic Walking, mit Fingersensor - kein Brustgurt stört, EKG-genaue Pulsmessung am Finger, individueller Trainingsbereich und Alarm, Datum, Uhrzeit, Wochentag, Weckalarm, Timer, Stoppuhr, Displaybeleuchtung, Wasserdicht 50 m (zum Schwimmen geeignet)

Preis auf Anfrage

Beurer Pulsuhr PM 25



PM25

Für Einsteiger und Freizeitsportler

analoge Signalübertragung, EKG-genaue Herzfrequenzmessung, individueller Trainingsbereich und Alarm

- durchschnittliche und max. Herzfrequenz
- Kalorienverbrauch (kcal)
- Fettverbrennung (g/oz)
- Datum
- Uhrzeit
- Stoppuhr
- Weckalarm
- Displaybeleuchtung
- Aufbewahrungstasche
- Wasserdicht 30 m (zum Schwimmen geeignet)
- inkl. analoger Brustgurt mit flexiblem Spanngurt

Preis auf Anfrage

Beurer Pulsuhr PM 45



PM45 AUSLAUF

Inkl. blauem + weißem Wechselarmband

analoge Signalübertragung, EKG-genaue Herzfrequenzmessung, individueller Trainingsbereich und Alarm

- durchschnittliche und max. Herzfrequenz
- Kalorienverbrauch (kcal)
- Fettverbrennung (g/oz)
- Fitnesstest
- Berechnung Grund-/Aktivitätsumsatz (kcal), automatischer Trainingsvorschlag
- Datum, Uhrzeit, Stoppuhr, Weckalarm
- Rundenzeiten, Displaybeleuchtung
- Aufbewahrungsbox
- Wasserdicht 30 m (zum Schwimmen geeignet)
- inkl. analoger Brustgurt mit flexiblem Spanngurt

Preis auf Anfrage

Beurer Pulsuhr PM 70



PM70

Für Sie und Ihn

störungsfreie Digitalübertragung, EKG-genaue Herzfrequenzmessung, individueller Trainingsbereich und Alarm.

- durchschnittliche und max. Herzfrequenz
- Kalorienverbrauch (kcal), Fettverbrennung (g/oz)
- Fitnesstest
- Berechnung Grund-/Aktivitätsumsatz (kcal), automatischer Trainingszonenvorschlag
- Datum, Uhrzeit, Stoppuhr, Weckalarm
- Rundenzeiten
- Software Easyfit zur Planung / Kontrolle
- Displaybeleuchtung, Aufbewahrungsbox
- Fahrradhalterung
- Wasserdicht 30 m (zum Schwimmen geeignet)
- inkl. digitaler Brustgurt mit flexiblem Spanngurt

Preis auf Anfrage

Beurer Pulsuhr PM 90



PM90

Mit Höhenmessung

für alle Outdooraktivitäten, aktuelle Höhe, absolvierte Höhenmeter, Anzahl Abstiege, störungsfreie Digitalübertragung, EKG-genaue Herzfrequenzmessung, individueller Trainingsbereich und Alarm, Speicherintervall einstellbar

- durchschnittliche und max. Herzfrequenz, Kalorienverbrauch (kcal), Fettverbrennung (g/oz), Fitnessstest
- Berechnung Grund-/Aktivitätsumsatz (kcal)
- automatischer Trainingszonenvorschlag
- Datum, Uhrzeit, Stoppuhr, Weckalarm, Rundenzeiten
- Software Easyfit
- Displaybeleuchtung
- Aufbewahrungsbox, Fahrradhalterung
- Wasserdicht 30 m (zum Schwimmen geeignet)
- inkl. digitaler Brustgurt

Preis auf Anfrage

Hydraulisches Hand-Dynamometer



8010101

Handkraftmessgerät, 5-fach verstellbarer Griff, mit Manometer, von 0 - 90 kg messbar, Scala in kg, mit Maximalanzeiger, misst die Kraft ohne erkennbare Bewegung des Griffes, dadurch kann z.B. auch Simulieren verhindert werden, kommt in stabilem Kunststoffkoffer

Preis auf Anfrage