

### Beiersdorf Cervikalstütze



**8315 S, Umfang 30-36 cm, Höhe 7,5 cm**


**8316 M, Umfang 33-39 cm, Höhe 9 cm**

**8317 L, Umfang 36-42 cm, Höhe 10 cm**

zur Entlastung und Ruhigstellung der Halswirbelsäule, aus PU-Schaumstoff mit BW-Überzug, anatomisch geformt, bei akuten und chronischen cervikalen Schmerzsyndromen, HWS, Rehabilitation, usw., mit Klettverschluss verstellbar

**Preis auf Anfrage**

### Rippenbruchgürtel Mann



**89050S small**  
**89050M medium**  
**89050 large**

elastische Bandage bei Rippenbrüchen, für Männer, zwei Bahnen, anatomisch anpassend, wird mittels Klettband fixiert, 16 cm hoch  
Farbe: weiß

**Preis auf Anfrage**

### Rippenbruchgürtel Frau



**89060S small**  
**89060M medium**  
**89060 large**

elastische Bandage bei Rippenbrüchen, für Frauen, zwei Bahnen, anatomisch anpassend, wird mittels Klettband fixiert, 16 cm hoch  
Farbe: weiß

**Preis auf Anfrage**

## Abdominalbandage



- 8907701**    **small**
- 8907702**    **medium**
- 8907703**    **large**

elastische Bauchbinde mit breiter Zugklette hinten zum leichten Verschluss und sicheren Halt  
Höhe: 23,5 cm  
Farbe: weiß

**Preis auf Anfrage**

## Abdominalbandage



- 890701**    **Gr. 1, Umfang 75-83 cm**
- 890702**    **Gr. 2, Umfang 83-91 cm**
- 890703**    **Gr. 3, Umfang 91-99 cm**
- 890704**    **Gr. 4, Umfang 99-107 cm**
- 890705**    **Gr. 5, Umfang 107-115 cm**
- 890706**    **Gr. 6, Umfang 115-125 cm**

elastische Bauchbinde mit breiter Zugklette hinten zum leichten Verschluss und sicheren Halt, Höhe: 24,5 cm, in verschiedenen Größen für noch mehr Tragekomfort, Farbe: weiß

**Preis auf Anfrage**

## 3M Futuro Rücken-Bandage



- 46815**    **S / M, Umfang 73,6-99,1 cm**
- 46816**    **L / XL, Umfang 99,1-127,0 cm**

Farbe: beige, stützende Polster helfen gezielt, Muskelkater und Rückenschmerzen zu lindern, die Rückenaufgabe bietet festen Halt und stabilisiert den Rücken, Klettverschlüsse zur individuellen Kompressionsanpassung, hilft, akute und chronische Rückenschmerzen zu lindern und ihnen vorzubeugen

**Preis auf Anfrage**

## Epicondilitisspange



**89040**

Sport- und Arbeitsverletzungsvorsorge, z.B. bei Tennis- oder Golfer-Ellenbogen, wird ca. 3 cm unterhalb der Beuge angelegt, aus Velour, mit PE und Plastazote Polsterung, wird mittels Klettenband fixiert, guter Halt, Universalgröße

**Preis auf Anfrage**

## 3M Futuro Epikondylitis Ellenbogen-Bandage



**47861 S**  
**47862 M (25,5 - 28,0 cm)**  
**47863 L (28,0 - 30,5 cm)**

Farbe: beige, die Druckpolster üben einen gezielten Massageeffekt aus und helfen so, den Heilungsprozess zu beschleunigen, Kompression auf dem radialen und ulnaren Ellbogenbereich, bietet festen Halt und hilft, Schmerzen bei gereiztem Gelenk, Überlastungssyndromen, Tennisarm und Golfer-Arm zu lindern.

**Preis auf Anfrage**

## Handgelenksband



**81221S small, 14 – 16 cm**  
**81221M medium, 17 – 19 cm**  
**81221L large, 19 – 21 cm**

Packung = 2 Stück! Einfache und bequeme Stütze für das Handgelenk, geeignet für Sport, Arbeit oder bei Schmerzen, auch als Verletzungsschutz geeignet, Farbe: weiß, elastisches BW-Mischgewebe

**Preis auf Anfrage**

### 3M Futuro Hangelenk-Bandage Unisize



**46709**      **Umfang: 14,0 – 24,0 cm**

Farbe: beige, weich gepolstert, hautfreundliches, atmungsaktives Material für optimalen Sitz und Tragekomfort, individuell verstellbarer Klettverschluss für optimalen Sitz und individuelle Stabilisierung des Handgelenks

**Preis auf Anfrage**

### Handgelenksstütze 4600



**89045**

Handgelenksstütze aus 3 mm Neopren, mit Klettenband für die Fixierung, kann leicht vom Anwender selbst angelegt werden, als Vorbeugung bei anstrengenden oder immer gleichen Tätigkeiten, Universalgröße

**Preis auf Anfrage**

### Handgelenks- und Daumenstütze



**4603**

Handgelenksbandage aus 2 mm Neopren, für beide Seiten geeignet, zur Unterstützung des Handgelenkes, wird mittels Klettenband fixiert, für leichte Verletzungen, Vorsorge beim Sport oder bei immer gleichen Tätigkeiten, das Material hat zusätzlich noch eine Wärmefunktion, Universalgröße

**Preis auf Anfrage**

**Handgelenksmanschette lang**



- 87003**      **rechts S**
- 87005**      **rechts M**
- 87007**      **rechts L**
- 87009**      **rechts XL**
- 87013**      **links S**
- 87015**      **links M**
- 87017**      **links L**
- 87019**      **links XL**

lange Version, beige, aus elastischem Soft-Material, mit vier Klettenbändern zur Fixierung, herausnehmbare vorgeformte Aluschiene, zusätzlich Velcro-Fixierband im Bereich des Handgelenks

Größentabelle: Länge 22 cm, Handgelenksumfang  
 S = 12-15 / M = 15-17 / L = 17-19 / XL = 19-21 cm

**Preis auf Anfrage**

**Handgelenksmanschette lang / Daumen**



- MFPD801**    **rechts S**
- MFPD802**    **rechts M**
- MFPD803**    **rechts L**
- MFPD804**    **rechts XL**
- MFPI801**    **links S**
- MFPI802**    **links M**
- MFPI803**    **links L**
- MFPI804**    **links XL**

lange Version mit zusätzlicher Daumen-stabilisierung, beige, aus elastischem Soft-Material, mit vier Klettenbändern zur Fixierung, herausnehmbare vorgeformte Aluschiene  
 Größentabelle: Länge 21 cm, Handgelenksumfang  
 S = 12-15 / M = 15-17 / L = 17-19 / XL = 19-21 cm

**Preis auf Anfrage**

## Rolyan D-Ring Handgelenksmanschette



<b>A611RXS</b>	rechts XS, 15,9 – 21 cm
<b>A611RS</b>	rechts S, 16,5 – 21,6 cm
<b>A611RM</b>	rechts M, 17,8 – 22,2 cm
<b>A611RL</b>	rechts L, 19 – 22,6 cm
<b>A611RXL</b>	rechts XL, 19,7 – 23,2 cm
<b>A611LXS</b>	links XS, 15,9 – 21 cm
<b>A611LS</b>	links S, 16,5 – 21,6 cm
<b>A611LM</b>	links M, 17,8 – 22,2 cm
<b>A611LL</b>	links L, 19 – 22,6 cm
<b>A611LXL</b>	links XL, 19,7 – 23,2 cm

Farbe beige, aus Polyester / Baumwolle, mit Polsterung, mit drei 3-Ring-Klettenbändern zur Fixierung und optimalen Anpassung an das Handgelenk, mit anpassbarer Aluschiene  
*Maße sind der Handgelenksumfang*

**Preis auf Anfrage**

## Stack'sche Fingerschiene



<b>72241</b>	Gr. 1, beige
<b>72242</b>	Gr. 2, beige
<b>72243</b>	Gr. 3, beige
<b>72244</b>	Gr. 4, beige
<b>72245</b>	Gr. 5, beige
<b>72246</b>	Gr. 5,5, weiß
<b>72247</b>	Gr. 6, beige
<b>72248</b>	Gr. 7, weiß

Farbe: hautfarben, aus Kunststoff

**Preis auf Anfrage**



## Finger Gutter Splint



<b>A5801</b>	<b>XS, bis 6,1 cm</b>
<b>A5802</b>	<b>S, 6,2 – 7 cm</b>
<b>A5803</b>	<b>M, 7,1 – 7,9 cm</b>
<b>A5804</b>	<b>L, 8 – 8,9 cm</b>
<b>A5805</b>	<b>XL, 9 cm und mehr</b>
<b>A58001</b>	<b>Fixierband zu XS (Pkg. 6 Stk.)</b>
<b>A58002</b>	<b>Fixierband zu S (Pkg. 6 Stk.)</b>
<b>A58003</b>	<b>Fixierband zu M, L, XL (Pkg. 6 Stk.)</b>

Farbe: weiß, aus Ezeform - leichtem Schienenmaterial, leicht anpassbar

geeignet z.B. bei Brüchen, Verletzungen an den Fingerkuppen, etc.

*Selbstklebende Fixierbänder separat erhältlich.*

**Preis auf Anfrage**

## Kniestütze



<b>88361S</b>	<b>S, 33 – 36 cm</b>
<b>88361M</b>	<b>M, 36 – 38 cm</b>
<b>88361L</b>	<b>L, 38 – 43 cm</b>

Farbe: weiß, aus elastischem BW-Mischgewebe, einfache und bequeme Stütze für das Kniegelenk,

Geeignet für Sport, Arbeit oder bei Schmerzen, reduziert das Verletzungsrisiko

**Preis auf Anfrage**

## Knieschiene



<b>90101</b>	<b>XS, 31 cm, gelb</b>
<b>90102</b>	<b>S, 41 cm, hellblau</b>
<b>90103</b>	<b>M, 51 cm, rosa</b>
<b>90104</b>	<b>L, 61 cm, grün</b>
<b>90105</b>	<b>XL, 69 cm, blau</b>

Für die Ruhigstellung des Kniegelenks, die drei abnehmbaren Schalen können individuell positioniert werden, verstellbar mit Klettchen, Innenteil aus Frottee um Schwitzen zu verhindern, Außenteil aus Klettverschlussstauglichem Material, zwei vordere und zwei laterale Aluminiumschienen, alle Schienen sind abnehmbar, verwendbar bei Notfällen, Pre- oder postoperative Ruhigstellung des Knies, Sehnenriss

**Preis auf Anfrage**

## 3M Futuro Sprunggelenks-Bandage



<b>47874</b>	<b>S, Umfang 18,0 – 20,5 cm</b>
<b>47875</b>	<b>M, Umfang 20,5 – 23,0 cm</b>
<b>47876</b>	<b>L, Umfang 23,0 – 25,5 cm</b>

Farbe: beige, Umfang gemessen oberhalb Gelenk, anpassbarer Gurt für individuelle Stabilisierung des Sprunggelenks, hautfreundliches, atmungsaktives Material für optimalen Tragekomfort, gibt stabilen Halt und hilft, Schmerzen bei Verstauchungen, chronisch instabilem Knöchel und Überlastungssyndromen zu lindern

**Preis auf Anfrage**



### 3M Futuro Sport Sprunggelenk-Bandage



**46645**

Farbe: schwarz, Größe: unisize, 20,3 - 25,4 cm, verstärkte seitliche Stützen schränken laterale Bewegungen ein, Knöchelbänder heben und stützen die Fußwölbung, Easy-Sleeve Design für bequemes Überziehen, gibt stabilen Halt beim Sport und bei anderen körperlichen Aktivitäten, sie stützt und hilft, Schmerzen bei Verstauchungen, chronisch instabilem Knöchel und Überlastungssyndromen zu lindern, kann nach Knöchelverletzungen oder langer Ruhigstellung verwendet werden, passt bequem auch in Schuhe

**Preis auf Anfrage**

### Knöchelschiene



**EST0851 Gr. 1, bis Gr. 36, Fr <5 M <4**  
**EST0852 Gr. 2, ab Gr. 36, Fr >5 M >4**

beidseitig verwendbar, Schale aus stabilem Thermoplastik, Innenpolsterung aus Memory-Schaum, mittels Velcro-Bändern verstellbares Fußteil, mit zwei Velcro-Bändern zur Fixierung am Bein, bei Knöchelgelenksverletzungen und zur Ruhigstellung nach Behandlungen etc.

Farbe: schwarz

**Preis auf Anfrage**

**Darco Body Armor Walker**



- 90201**      **small, Gr. 35 – 38**  
**90202**      **medium, Gr. 39 – 42**  
**90203**      **large, Gr. 43 – 46**

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, stabilisiert und schützt den Fuß bzw. das Sprunggelenk durch flexible Polyurethanmanschette, Verschlüsse mit Hebelwirkung sind direkt an der Schale befestigt, die dadurch entstehende Druckmanschette bewirkt eine gleichmäßige Druckverteilung, Ödeme werden verhindert und die gewünschte Immobilisierung sichergestellt, die zweischichtige Sohleneinlage ermöglicht es, plantar Entlastungszonen zu schaffen, eine eingearbeitete Stabilisierungsplatte sichert den Fuß im Fersenbereich

**Preis auf Anfrage**

**Darco Med-OP-Schuh**



- WMS**      **S, Frau, Gr. 34 – 36,5**  
**WMM**      **M, Frau, Gr. 37 – 38,5**  
**WML**      **L, Frau, Gr. 39 – 41**  
**MES**      **S, Mann, Gr. 39 – 41**  
**MEM**      **M, Mann, Gr. 41,5 – 43**  
**MEL**      **L, Mann, Gr. 43,5 – 45**  
**MEXL**      **XL, Mann, Gr. 46 –**

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, ist überall dort zur Standardversorgung geworden, wo nach Operationen Stabilität, Stoß- und Druckentlastung notwendig sind, das luftdurchlässige Nylongewebe und die Dehnbarkeit des Obermaterials erlauben das Tragen dieses Schuhs auch bei sehr umfangreichen Verbänden, die patentgeschützte Sohlenversteifung verhindert das Abrollen des operierten Fußes und bietet einen optimalen Schutz.

**Preis auf Anfrage**

### Darco Vorfußentlastungsschuh



<b>90401</b>	<b>XS, Gr. 33,5 – 37</b>
<b>90402</b>	<b>S, Gr. 37,5 – 39,5</b>
<b>90403</b>	<b>M, Gr. 40 – 41,5</b>
<b>90404</b>	<b>L, Gr. 42 – 44</b>
<b>90405</b>	<b>XL, Gr. 44,5 – 47</b>

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, wurde speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt, seine durchgehende Sohle gewährt dem Patienten Schutz von der Unterseite, z.B. vor Stufen oder Straßenschmutz, die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung herausnehmbar, durch die patentierte Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß statt, die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg. Postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen / Krallenzehen-OP's, Abheilung von Vorfußulzerationen

**Preis auf Anfrage**

### Darco Heelwedge



<b>90421</b>	<b>XS, Gr. 33,5 – 37</b>
<b>90422</b>	<b>S, Gr. 37,5 – 39</b>
<b>90423</b>	<b>M, Gr. 40 – 41,5</b>
<b>90424</b>	<b>L, Gr. 42 – 44</b>
<b>90425</b>	<b>XL, Gr. 44,5 – 47</b>

Farbe: schwarz, links und rechts tragbar, wird zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches eingesetzt, die durchgehende Sohle entlastet die Ferse, durch den patentierten Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine spürbare Druckumverteilung statt. Die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung (Schaffung zusätzlicher Druckentlastung) herausnehmbar, z.B. zur Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich, Fersensporn, Druckentlastung nach Fraktur

**Preis auf Anfrage**

### Zehenspreizer



**GL100S S**  
**GL100M M**  
**GL100L L**

Aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viscoelastischem Polymer-Gel welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Wundstellen, hält eng anliegende Zehen auseinander, Packung mit 2 Stück.

**Preis auf Anfrage**

### Zehenseperator



**GL101S S**  
**GL101M M**  
**GL101L L**

aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viscoelastischem Polymer-Gel welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Wundstellen, hält eng anliegende Zehen auseinander, Packung mit 2 Stück

**Preis auf Anfrage**

### Zehenpolster



**GL115DS S, rechts**  
**GL115DM M, rechts**  
**GL115DL L, rechts**  
**GL115IS S, links**  
**GL115IM M, links**  
**GL115IL L, links**

kleiner Polster aus non-toxic, viscoelastischem Polymer-Gel mit einem Ring für die zweite Zehe für guten Sitz, mit Wölbung damit diese leicht angehoben werden, bei Hammerzehen, krallenden Zehen, o.ä.

**Preis auf Anfrage**

### Gel-Zehenring elastisch



**GL104S S**  
**GL104M M**  
**GL104L L**

aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viscoelastischem Polymer-Gel welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt bei Druckstellen, verhindert Aufscheuern in den Zehenzwischenräumen, bei Hammerzehen, Hühneraugen, etc., Packung mit 2 Stück

**Preis auf Anfrage**

### Ballenschutz



**GL102S S**  
**GL102L L**

Legt sich wie ein Schild um den Ballen, mit Zehenschleife für guten Sitz, aus non-toxic, hypoallergenem, dermatologisch getestetem viscoelastischem Polymer-Gel welches das Wachstum von Bakterien nicht fördert, schützt vor Druck und Scheuerstellen am Ballen

**Preis auf Anfrage**

### Hallux-Valgus Gel-Zehenschutzpolster



**GL103S S**  
**GL103L L**

Farbe: weiß, Material: elastisches Gewebe mit viskoelastischem Polymer-Gel-Polster, mit Halteband für guten Sitz am Vorfuß, schützt den Ballen vor Druckstellen, leicht waschbar.

**Preis auf Anfrage**

## Mittelfußpolster



**GL202DS S, rechts**

**GL202DL L, rechts**

**GL202IS S, links**

**GL202IL L, links**

Farbe: weiß, elastischer Baumwollschlauch mit Abtrennung der großen Zehe für guten Halt, mit Polster aus viskoelastischem Polymer-Gel, schützt den plantar und metatarsal Bereich des Fußes, schützt vor Stößen.

**Preis auf Anfrage**

## Gel-Erhöungskeil 617 / 5 mm



**9236XS Nr. 1, Gr. 35 – 38**

**9236S Nr. 2, Gr. 39 – 42**

**9236M Nr. 3, Gr. 43 – 46**

**9236L Nr. 4, Gr. 47 – 50**

Durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen, zusätzliche Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, ohne Rand, Paarweise gepackt

**Preis auf Anfrage**



### Silicoheel 612 lateral



<b>9232S</b>	<b>S, Gr. 35 – 38</b>
<b>9232M</b>	<b>M, Gr. 39 – 42</b>
<b>9232L</b>	<b>L, Gr. 43 – 46</b>

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Fersenpolster die Fersen beim Gehen oder Stehen, zusätzlicher seitlicher Entlastung bringt der blaue Softpunkt aus noch weicherem Gel am Fersensporn, mit Rand für noch besseren Sitz im Schuh, Entlastet die Knöchel- und Kniegelenke wie auch die Hüften, besonders bei Gewichtsbelastung, Paarweise gepackt

**Preis auf Anfrage**

### Geleinlage 750



<b>924XS</b>	<b>XS, Gr. 35 – 36</b>
<b>924S</b>	<b>S, Gr. 37 – 38</b>
<b>924M</b>	<b>M, Gr. 39 – 40</b>
<b>924L</b>	<b>L, Gr. 41 – 42</b>
<b>924XL</b>	<b>XL, Gr. 43 – 44</b>
<b>924XXL</b>	<b>XXL, Gr. 45 – 46</b>

durch die viskoelastischen Eigenschaften entlasten die Silikon-Schuheinlagen die Füße beim Gehen oder Stehen, mit zusätzlicher Weichlagerung im Bereich der Fersen und Ballen (blauer Softteil), anatomisch geformt, zur Entlastung schmerzender Füße, auch beim Sport geeignet, Paarweise gepackt

**Preis auf Anfrage**

**Beiersdorf Anti-Thrombose-Strümpfe Comprinet Pro**



- 46335 Gr. 1  
Weite 23-30cm, Länge 64-80cm
- 46336 Gr. 2  
Weite 23-30cm, Länge 80-97cm
- 46337 Gr. 3  
Weite 30-38cm, Länge 64-80cm
- 46338 Gr. 4  
Weite 30-38cm, Länge 80-97cm
- 46388 Gr. 5  
Weite 38-46cm, Länge 64-80cm
- 46389 Gr. 6  
Weite 38-46cm, Länge 80-97cm
- 77125 Gr. 7  
Weite 46-53cm, Länge 64-80cm
- 77128 Gr. 8  
Weite 46-53cm, Länge 80-97cm
- 77130 Gr. 9 XXL  
Weite 53-66cm, Länge 64-80cm
- 77131 Gr. 10 XXL  
Weite 53-66cm, Länge 80-97cm
- 77026 Gr. 1 S  
Weite 23-30cm, knielang
- 77027 Gr. 2 M  
Weite 30-38cm, knielang
- 77028 Gr. 3 L  
Weite 38-46cm, knielang
- 77124 Gr. 4 XL  
Weite 46-53cm, knielang
- 77133 Gr. 5 XXL  
Weite 53-66cm, knielang

Anatomisch formgestrickt mit kontinuierlich abnehmendem Druckverlauf, zur Thromboembolie-Prophylaxe, faltenfreier Sitz, weitmaschiges Gestrick, atmungsaktiv, verhindert Wärmestau und sichert die Ventilation, kein Schnüren, paarweise gepackt

Weite = C-Maß (Wadenmaß)

**Preis auf Anfrage**